

Link do produktu: <https://sklep.contempo.pl/soczewki-kontaktowe-acuvue-oasys-1-day-for-astigmatism-30-szt-p-5.html>

Soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS 1-Day for Astigmatism, 30 szt.

Cena	105,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

ACUVUE® OASYS 1-Day for Astigmatism, – jednodniowa formuła dla wymagających oczu

Astygmatyzm to wada wzroku, która potrzebuje narzędzi korekcyjnych zapewniających stabilne widzenie nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia. Wystarczy niewielka zmiana w prawidłowej pozycji soczewki, aby obraz stał się niewyraźny. Ponadto, aby cieszyć się dobrym i zdrowym widzeniem, należy zadbać nie tylko o odpowiednie parametry soczewek, ale również o pozostałe czynniki takie jak wysoki dopływ tlenu czy właściwe nawilżenie.

Poznaj Acuvue Oasys for Astigmatism – jednodniowe soczewki toryczne zawierające innowacyjne technologie, dzięki którym poczujesz wyjątkowy komfort użytkowania. Jakbyś miał zupełnie zdrowy wzrok!

Soczewki kontaktowe stworzone dla maksymalnego komfortu widzenia w astygmatyzmie

Astygmatyzm nie oznacza, że jesteś skazany na noszenie okularów do końca życia. Soczewki ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM pozwolą Ci na nowo poczuć wolność i swobodę patrzenia. Dzięki zastosowanym technologiom możesz nosić soczewki przez cały dzień bez obawy o jakość widzenia i komfort noszenia.

Co zatem zawierają w sobie soczewki Acuvue Oasys Toric?

- Technologia Zintegrowanej Łzy™ oraz HydraLuxe™: mają przede wszystkim funkcję utrzymującą odpowiedni poziom wody w soczewce. Pomagają utrzymać uczucie nawilżenia oczu przez cały dzień, dzięki czemu nie musisz martwić się o suchość oczu w klimatyzowanych pomieszczeniach czy przed ekranem komputera.
- Stabilność rotacyjną soczewki oraz odpowiednią krzywiznę soczewki gwarantuje konstrukcja stabilizacji powiekami (EYELID STABILIZED DESIGN™). Dzięki niej pacjenci zachowują ostrość widzenia w każdych warunkach i podczas wykonywania wielu codziennych czynności bez obawy o nagłe rozmazanie obrazu.
- Soczewki kontaktowe zostały wyposażone w filtr UV chroniący oczy przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi. Dzięki temu nie potrzebujesz soczewek okularowych do dodatkowej ochrony przed słońcem.

Dlaczego jeszcze warto sięgnąć po Acuvue Oasys for Astigmatism?

- Poprzez wysoką zawartość wody są to najlepsze soczewki do nauki zakładania i zdejmowania. Są bardzo miękkie, dzięki czemu łatwo zaaplikujesz je do oka.
- Zastosowane technologie oraz materiały zapewniają właściwą przepuszczalność tlenu. Odpowiednia ilość tlenu przedostająca się do oka ma ogromne znaczenie dla zdrowia i dobrej kondycji narządu wzroku.
- Łatwość zakładania
- Jednodniowa formuła to gwarancja najwyższej sterylności soczewek. Nie musisz używać płynu pielęgnacyjnego i dbać o czystość – po prostu wyrzucasz je po zakończeniu noszenia.
- W opakowaniu znajduje się 30 sztuk soczewek, które powinny wystarczyć na miesiąc codziennego noszenia.
- W asortymencie CONTEMPO OPTYK znajdziesz szeroki zakres parametrów oraz różne dostępne moce sferyczne soczewek. Dzięki temu idealnie dopasujesz produkt pod swoją wadę wzroku.

Poczuj komfort widzenia na własne oczy – wybierz Acuvue Oasys for Astigmatism. teraz!

Kategoria	Soczewki jednodniowe do korekcji astygmatyzmu
Marka	Acuvue
Producent	Johanson&Johanson
Moc sferyczna	-9,00 do -6,00 D (co 0,50 D) -6,00 do +4,00 D (co 0,25 D)
Cylinder	-0,75 -1,25 -1,75 -2,25
Oś AX	10° do 180° (co 10°)
Krzywizna BC	8,5 mm
Średnica DIA	14,3 mm
Dk/t	121 x 10 ⁻⁹
Uwodnienie	38%
Materiał	Senofilcon A
Filtry UV	99% UVB 96% UVA
Opakowanie	30 szt

ZAKRES MOCY	Moc sferyczna	Cylinder AX	Oś
	od 0.00 do -6.00 D (co 0,25 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°
	od -6.50 do -9.00 D (co 0,50 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	od 0.00 do -6.00 D (co 0,25 D)	-2,25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	od +0.25 do +4.00 D (co 0,25 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

Czas oczekiwania od 2 do 7 dni roboczych soczewki na indywidualne zamówienie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: Wybierz , 0.00 , -0.25 , -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 , -4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -7.50 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , +0.25 , +0.50 , +0.75 , +1.00 , +1.25 , +1.50 , +1.75 , +2.00 , +2.25 , +2.50 , +2.75 , +3.00 , +3.25 , +3.50 , +3.75 , +4.00

Cylinder: Wybierz , -0.75 , -1.25 , -1.75 , -2.25

Oś (AXIS): Wybierz , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180