

Link do produktu: <https://sklep.contempo.pl/soczewki-misight-1-day-p-2221.html>

Soczewki MiSight® 1 day



Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Dostępny 24H w salonach stacjonarnych Contempo Optyk Tel.126560797 // bok@contempo.pl
Producent	CooperVision

Opis produktu

Soczewki kontaktowe MiSight® 1 day

PRODUKT DOSTĘPNY 24 h

MiSight® 1 day to specjalistyczne soczewki kontaktowe, spowalniające progresję krótkowzroczności **u dzieci i młodzieży**.

Zastosowanie MiSight® 1 day na wczesnym etapie wady wzroku może pomóc ją zahamować.

Wraz ze wzrostem i wiekiem, wada wzroku u dzieci może postępować

Zastosowanie MiSight® 1 day **na wczesnym etapie wady wzroku może pomóc ją zahamować**.

MiSight® 1 day to soczewki przyjazne dzieciom*

Ponad trzy lata badań klinicznych nad soczewkami kontaktowymi MiSight® 1 day wśród dzieci w wieku od 8 do 15 lat:

Dzieci twierdzą, że wolą nosić soczewki kontaktowe MiSight® 1 day zamiast okularów. Dzieci samodzielnie radzą sobie z korzystaniem z soczewek MiSight® 1 day. Rodzice twierdzą, że dzieci są zadowolone z noszenia soczewek kontaktowych. Doceniają komfort, dobre widzenie, łatwość używania soczewek i brak konieczności korzystania z okularów korekcyjnych.

- Nasze dzieci mogą odnieść korzyści z innowacyjnej technologii, która ułatwi im życie i spowolni progresję krótkowzroczności¹: Soczewki kontaktowe MiSight® 1 day firmy CooperVision. MiSight® 1 day z technologią ActiveControl® nie tylko koryguje krótkowzroczność — **to także pierwsze miękkie soczewki kontaktowe o udowodnionym działaniu, które znacznie zmniejszają progresję krótkowzroczności u dzieci**.^{*†1} Nosząc jednodniowe soczewki kontaktowe MiSight® 1 day, Twoje dziecko może widzieć wyraźnie bez noszenia okularów oraz czerpać radość z ulubionych form spędzania czasu.^{1,2,3}

Zaprojektowane z myślą o dzieciach:

MiSight® 1 day
korygują
krótkowzroczność,
więc dzieci mogą
cieszyć się dobrym
wzrokiem bez
konieczności
noszenia okularów



MiSight® 1 day
powstały przy
zastosowaniu
specjalnej
optycznej
konstrukcji, która
może spowolnić
postępowanie
krótkowzroczności
u dzieci¹

H₂O content 60%

Tryb wymiany Jednodniowy

Transmisja tlenu 28 Dk/t (at -3.00D)

Opakowanie 30 szt

Promień krzywizny 8,7

Średnica 14,2

Moc sferyczna

-0,25 5 dni czas oczekiwania + czas wysyłki

-0,50 do -6,00 (co 0,25D) czas oczekiwania + - 1 dzień + czas dostawy

-6,50 do -10,00 (co 0,50D) czas oczekiwania + - 5 dni + czas dostawy

UWAGA !!!

Soczewki terapeutyczne zalecamy przeprowadzić badanie wzroku w jednym z naszych salonów w celu dopasowania odpowiednich parametrów soczewek . Przypominamy o regularnych kontrolach podczas stosowania soczewek kontaktowych .

Produkt dostępny w stacjonarnych salonach CONTEMPO OPTYK

ZAMÓWIENIA TEL.126560797

ZAMÓWIENIA KOM. 882-563-171

ZAMÓWIENIA MAIL BOK@CONTEMPO.PL

ZAMÓWIENIA MAIL SKLEP@CONTEMPO.PL

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

:: Moc:: wybierz , -0.25 , -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 , -4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -7.50 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , -9.50 , -10.00