

Link do produktu: <https://sklep.contempo.pl/soczewki-kontaktowe-1-day-acuvue-moist-for-astigmatism-30-szt-p-4.html>

Soczewki kontaktowe 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 30 szt.



Cena	105,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Soczewki kontaktowe MOIST® 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM

To jednodniowe soczewki astygmatyczne, które ze względu na zastosowanie **konstrukcji Projekt Przyspieszonej Stabilizacji (ASD)** wykorzystującej naturalną siłę mrugnięć do utrzymania soczewki we właściwej pozycji, nie mają prawa się przemieszczać, pozostając na swoim miejscu do końca dnia i zapewniając wyraźne widzenie. Ponadto **technologia LACREON®** z zastosowaniem środka nawilżającego sprawia, że od momentu założenia do momentu ściągnięcia soczewek, stopień ich nawilżenia utrzymuje się na odpowiednim, stałym poziomie, zapewniając komfort widzenia.

Dlaczego warto je wypróbować Soczewki kontaktowe 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM i jakie korzyści zapewniają?

- wyraźne i stabilne widzenie, abyś dostrzegał każdy szczegół, każdego dnia;
- uczucie świeżości i komfortu przez cały dzień;
- komfort nawet na koniec dnia, kiedy Twoje oczy są zmęczone i najbardziej go potrzebują;
- zdrowie i wygodę nowej pary soczewek każdego dnia;
- wysoką ochroną przed promieniowaniem UV2 (blokując ponad 85% promieniowania UVA i 99% promieniowania UVB);
- komfort prowadząc samochód, pracując na laptopie czy uprawiając sport;
- idealne dla alergików.

Zakres mocy sferycznej plano (0.0) do -6.00 (co 0.25)	Zakres mocy cylindrycznej 0.75, -1.25, -1.75	Osie 10, 20°, 60°, 70°, 80°, 90° 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180° 20°, 90°, 160°, 180°
-6.50 do -9.00 (co 0.50)	-2.25	
+0.25 do +4.00 (co 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°

PARAMETRY MOIST® 1-DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM	
Średnica (DIA)	• 14.5 mm
Krzywizna (BC)	• 8.5 mm
Uwodnienie	• 58%
Tryb noszenia	• jednodniowy
Ilość soczewek w opakowaniu	• 30 szt.

Dodatkowe informacje:

- Soczewki na zamówienie czas oczekiwania od 3 do 14 dni roboczy

-
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą !

-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: Wybierz , 0.00 , -0.25 , -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 , -4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.50 , -7.00 , -7.50 , -8.00 , -8.50 , -9.00 , +0.25 , +0.50 , +0.75 , +1.00 , +1.25 , +1.50 , +1.75 , +2.00 , +2.25 , +2.50 , +2.75 , +3.00 , +3.25 , +3.50 , +3.75 , +4.00

Cylinder: Wybierz , -0.75 , -1.25 , -1.75 , -2.25

Oś (AXIS): Wybierz , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180